

## GUÍA PARA ACCEDER A LAS LAMINILLAS DIGITALIZADAS

**1** Recomendamos que las revises en tu computadora, conectado a red ethernet o Wi-Fi estable, dado que puedes hacerlo desde tu celular, pero consumirá gran cantidad de datos.

**2** **PARA INGRESAR A LA PLATAFORMA:**  
Escanea el código QR




o ingresa a la siguiente página:  
<http://192.168.2.71/DSServer/Login>

Se trata de un servidor privado y seguro, puede que tu computadora lo reconozca como de riesgo, en dado caso asegúrate de otorgar los permisos que la página web te solicite.


**3** Al ingresar introduce  
usuario: **REVIERTE**  
contraseña: **REVIERTE**

**4** Una vez dentro, encontrarás las laminillas digitalizadas, a 800X, puedes dar doble clic a cada una para explorarla, puedes dar zoom con la rueda de tu mouse, además de utilizar las diversas herramientas que la plataforma web te proporciona.

Da clic en este **ícono**, para posteriormente ordenarlas alfabéticamente



Para cualquier duda favor de contactar al  
**Dr. Gabriel Quintero Bustos**  
Tel. 777 180 82 26



Del microscopio a la terapéutica®  
**revierte**  
la estética de tu salud®

raíces • renace • refuerza • revive